



Installation der LinuDent Demo-Version	2
Vorbereiten der Installation	2
Durchführen der Installation	2
Starten der LinuDent Demo-Version	5
LinuDent-Beschreibungen und Programmhilfe	6
Deinstallieren der LinuDent Demo-Version.....	7

Installation der LinuDent Demo-Version

Vorbereiten der Installation

Nachdem Sie die Demoversion von der LinuDent Website heruntergeladen haben, liegt die betreffende Installationsdatei **Install-LinuDentDemo(.exe)** im lokalen Download-Verzeichnis auf Ihrem Rechner.

Bei der Datei **Install-LinuDentDemo(.exe)** ¹ handelt es sich um eine ausführbare Datei, welche die komplette Installation der Demoversion steuert.



Abbildung 1 – Installationsdatei „Install-LinuDentDemo.exe“

Durchführen der Installation

Starten Sie die Installation mit einem Doppelklick auf die Datei **Install-LinuDentDemo(.exe)** ¹.



Abbildung 2 – Installationsdate „Install-LinuDentDemo.exe“

Im Anschluss wird kurzzeitig ein Hinweis angezeigt, dass die Installation vorbereitet wird. Über den Fortschrittsbalken können Sie sehen, wie weit die Bearbeitung fortgeschritten ist.




Abbildung 3 – Fortschrittsanzeige während der Installations-Vorbereitung

Ggf. wird Ihnen zusätzlich die folgende Sicherheitswarnung der Benutzerkontensteuerung angezeigt.




Abbildung 4 – Sicherheitsabfrage Benutzerkontensteuerung

Bestätigen Sie die Sicherheitswarnung mit „Ja“.

Nach Abschluss der Installationsvorbereitungen öffnet sich der Installationsassistent für die **LinuDent Demo-Version**.

Klicken Sie auf „Weiter“ um die Installation zu starten.




Abbildung 5 – Installationsassistent LinuDent Demo-Version

Damit die Installation ausgeführt werden kann, muss zusätzlich auch die Lizenzvereinbarung für die **LinuDent Demo-Version** von Ihnen akzeptiert werden.

Aktivieren Sie dazu die Option „Ich akzeptiere die Lizenzvereinbarung“ **1** im entsprechenden Abfragedialog.




Abbildung 6 – Anzeige Lizenzvereinbarung

Bestätigen Sie die akzeptierte Lizenzvereinbarung mit dem Button „Weiter“.

Nun werden die erforderlichen Dateien für die **LinuDent Demo-Version** auf Ihren Rechner übertragen.




Abbildung 7 – Durchführen der Installation (= Kopieren Installationsdateien)



Dieser Kopiervorgang kann einige Minuten dauern. Über die Fortschrittsanzeige können Sie sehen, wie weit der Installationsvorgang fortgeschritten ist.

Nach Abschluss der Installation wird Ihnen die folgende Meldung angezeigt.




Abbildung 8 – Abschluss der Installation

Bestätigen Sie diese Meldung mit dem Button „**Ende**“.

Hinweis

Die **LinuDent Demo-Version** kann auch auf einem Rechner installiert werden, auf dem **LinuDent** bereits installiert ist und eingesetzt wird. Es ist jedoch nicht möglich, die Demoversion selbst mehrmals parallel auf einem Rechner zu installieren.

Starten der LinuDent Demo-Version

Im Zuge der Installation wurde auf dem Desktop des Rechners das Icon „**LinuDentDemo**“ angelegt.




Abbildung 9 – Icon „LinuDentDemo“

Mit einem Doppelklick auf das Icon „**LinuDentDemo**“ starten Sie die **LinuDent Demo-Version**.

Es wird nun die **LinuDent**-Benutzeranmeldung angezeigt, die bereits mit Musterdaten gefüllt ist.

Sie müssen nur noch auf den Button „Anmelden“ **1** klicken, um **LinuDent** aufzurufen (siehe Folgeseite, Abb. 10).

Die Eingabe eines Passwortes ist nicht erforderlich!

The screenshot shows the LinuDent login window. At the top, there is a navigation bar with a home icon and menu items: LINUDENT, PATIENT, ABRECHNUNG, STATISTIK, ORGANISATION, and VERWALTUNG. The main content area displays the LinuDent Royal logo and the version number 118.1.1.5. Below the logo, there are four input fields: BENUTZER (containing 'Systeme, LinuDent'), BEHANDLER (containing '(1) Systeme, LinuDent'), MANDANT (containing '(1) Systeme, LinuDent'), and PASSWORT (empty). At the bottom of the form is a blue button labeled 'ANMELDEN', which is pointed to by a yellow callout bubble with the number '1'.

Abbildung 10 – LinuDent-Benutzeranmeldung.

LinuDent-Beschreibungen und Programmhilfe

Direkt nach Bestätigen der Benutzermeldung wird Ihnen die **LinuDent**-Hauptseite angezeigt, auf der auch die Kachel „Service“ vorhanden ist.

Über den Punkt „Hilfe aufrufen“ **1** starten Sie die **LinuDent**-Programmhilfe.

In der „Infobox“ **2** finden Sie weiterführende Dokumentationen zum Arbeiten mit dem **LinuDent**-Programm.



Abbildung 11 – Service-Kachel auf LinuDent-Desktop



Zusätzliche Informationen finden Sie auch auf der [LinuDent](https://www.linudent.de)-Website im FAQ-Bereich. Über den folgenden Link gelangen Sie direkt zu den [LinuDent](https://www.linudent.de)-FAQs.

<https://www.linudent.de/service/faq/>

Deinstallieren der LinuDent Demo-Version

Falls Sie die **LinuDent Demo-Version** wieder löschen möchten, muss vorab sichergestellt sein, dass die **LinuDent**-Demoanwendung geschlossen ist.

Wechseln Sie anschließend in Ihr Windows-Benutzerverzeichnis. Geben Sie dazu im Explorer in der Kommandozeile folgendes ein: `%USERPROFILE%` und bestätigen Sie mit Enter.

Damit stehen Sie im betreffenden Verzeichnis, in welchem auch der Ordner „**LinuDentDemo**“ ¹ vorhanden ist.




Abbildung 12 – Windows-Benutzerverzeichnis mit Ordner „LinuDentDemo“

Zum Entfernen der **LinuDent Demo-Version** löschen Sie den kompletten Ordner „**LinuDentDemo**“.

Markieren Sie dazu den Ordner „**LinuDentDemo**“ und öffnen Sie mit einem Rechtsklick das zugehörige Kontextmenü.

Wählen Sie im Kontextmenü den Punkt „**Löschen**“ aus.

Alternativ kann der markierte Ordner auch einfach mit der Entfernen-Taste gelöscht werden.

Ist der Löschvorgang abgeschlossen, ist die **LinuDent Demo-Version** vollständig deinstalliert.