

Sprechen Sie uns jederzeit gerne an!

VisionmaxX GmbH  
Figline-Valdarno-Ring 11  
D-64319 Pfungstadt

tel +49-(0)6157-91493-0  
mail info@visionmaxx.net  
web www.visionmaxx.net

# VOLLDIGITALE HYGIENEDOKUMENTATION

FÜR IHRE PRAXIS



# HYGIENEKONZEPT

# SOFTWARE


Die rechtssichere Dokumentation der Hygienevorgänge in Ihrer Praxis wird immer wichtiger. Aktuelle Geräte bieten die Möglichkeit einer Protokollausgabe zur Dokumentation des Vorgangs, dies ist der erste Schritt hin zur volldigitalen Hygienesdokumentation. Die Zuordnung der Vorgänge zum Patienten über eine Kennzeichnung des Sterilguts ist die 2. Ausbaustufe und ermöglicht eine volldigitale Hygienesdokumentation.

Grundlage dessen bilden die RKI-Richtlinien 2012: Unter Kapitel 2.2.7 „Freigabe zur Anwendung“ heißt es: „dies schließt ein die

- Durchführung und Dokumentation der Routineprüfung
- Dokumentation der Freigabeentscheidung“

Zur Chargendokumentation unter 2.2.8 heißt es: „Die im Rahmen der Aufbereitung erfassten Messwerte der Prozessparameter und Freigabeentscheidung sind mit Bezug auf die freigegebene Person und die Charge zu dokumentieren. Sie müssen belegen, dass der angewendete Aufbereitungsprozess gemäß den Standardarbeitsanweisungen unter Einbeziehung der im Validierungsprotokoll niedergelegten Parameter erfolgt ist (QM).“

Daraus ergibt sich die Anforderung der Dokumentation.



Ihr dental IT-Partner VisionmaxX bietet Ihnen ein modulares Konzept gemeinsam mit der Software-Lösung von **dios** in der Variante **diosMP Hygiene**.

## Features von diosMP Hygiene:

- Aufgabenverwaltung
- Rückverfolgung per Barcode mit Schnittstellen zur Praxisverwaltungssoftware
- Hygienebuch mit lückenloser Dokumentation aller Aufbereitungsschritte inkl. Erfassung der Sterilisierungsprotokolle
- Schnittstellen zu allen gängigen Sterilisations-, Desinfektions- und Siegelgeräten
- Vollautomatische, digitale Chargen- und Prozessdokumentation
- Unterstützung elektronischer Signaturverfahren
- Dokumentenumwandlung in elektronisch nicht veränderbare, geschützte Dateien
- Nachweis aller Instrumentenverwendungen am Patienten möglich
- Gerätebuch mit Verwaltung und Fortschreibung aller Gerätedaten, Handbücher, Wartungen und Vorkommnisse
- Verwaltung aller Geräteeinweisungen
- Standard-Hygienebuch ohne einzelne Instrumenten-, Sieb-, Containerverwaltung

## diosMP Hygiene



**Software-Wartungsvertrag durch dios:**

Preis: 19,90 € mtl. (zzgl. ges. MwSt.)


# ANGEBOT 1

Software + Einbindung

Das VisionmaxX-Modulkonzept ermöglicht es die reine Geräteanbindung auf die vorhandene EDV-Hardware aufzubauen. Benötigt werden lediglich ein vorhandener beliebiger PC in Ihrer Praxis sowie ein Netzwerkanschluss im Sterilisationsraum.

## Das Angebot umfasst:

- diosMP Hygiene
- Nötiger Kabelsatz für zwei Hygienegeräte
- ComServer für die Übertragung der Protokolle über das Netzwerk
- Installation der Hardware und der Software diosMP Hygiene in Ihrer Praxis
- Konfiguration der Geräte in diosMP
- Kurzeinweisung vor Ort durch das VisionmaxX Fachpersonal
- Standard-Anfahrtspauschale (bis 100 km)




Preis: 1.999,- €\*

\*zzgl. ges. MwSt.; es können Folgekosten für erweiterte Anfahrt, Installation, Einweisung, Hardware je nach Praxissituation entstehen.

# ANGEBOT 2

Computer + Software + Einbindung



Diese Ausbaustufe der Dokumentation erfolgt inkl. eine eigene EDV-Hardware im Sterilisationsraum. Benötigt wird hierfür ein Netzwerkanschluss im Raum der Aufbereitung. Falls kein Netzwerkanschluss vorhanden ist, können Alternativen wie WLAN geprüft werden.

## Das Angebot umfasst:

- diosMP Hygiene
- Desinfizierbare PC-Monitorlösung NUC Bundle 24" mit Touchscreen in Farbe Weiß (CPU Ultra 5, 16GB Arbeitsspeicher, 512GB SSD, Microsoft Windows 11 Pro)
- Wandbefestigung für NUC Bundle
- Desinfizierbare Tastatur- und Mauslösung
- Nötiger Kabelsatz für zwei Hygienegeräte
- ComServer für die Übertragung der Protokolle über das Netzwerk
- Etikettendrucker, 1000 Stück Haftetiketten
- Strichcodescanner USB
- Installation der Hardware und der Software diosMP Hygiene in Ihrer Praxis
- Anbindung von diosMP an Ihre Patientenverwaltungssoftware
- Konfiguration der Geräte in diosMP
- Kurzeinweisung vor Ort durch das VisionmaxX Fachpersonal
- Standard-Anfahrtspauschale (bis 100 km)

Preis: 4.599,- €\*

\*zzgl. ges. MwSt.; es können Folgekosten für erweiterte Anfahrt, Installation, Einweisung, Hardware je nach Praxissituation entstehen.